


Кроличье Поликлональное Антитело Против IL-1 Альфа Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P01583

Артикул: CM0021663



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IL-1 альфа, подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Иммуноген соответствует аминокислотам 112-271. Полезно для изучения воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-1 альфа Кроличье pAb
Примечания / Алиасы	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 альфа
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3552
GeneID	3552
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-271 человеческого IL-1 альфа (NP_000566.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01583
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В пакете со льдом