


Кроличье Поликлональное Антитело Против IL-1 Бета Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Elisa - P01584

Артикул: CM0015209



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IL-1 бета (IL1 β , IL-1, IL1F2). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагирует с IL-1 β человека, мыши и крысы. Для исследований воспаления и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1 β Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3553
GeneID	3553
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-269 человеческого IL1 β (NP_000567.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01584
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом