

Кроличье Моноклональное Антитело Против ИЛ-13 Для Проточной Цитометрии И Ифа - P20109

Артикул: CM0006207

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиноного IL-13, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии и ИФА. Специфично к мышиному IL-13, молекулярная масса белка 14 кДа. Подходит для исследований аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-13 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	ИЛ-13
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3596
ID гена	16163
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-131 мышиноного IL-13 (NP_032381.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20109
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник