


## Моноклональное Антитело Против IL-13Rα1 (Cd213A1) Для Проточной Цитометрии - P78552

Артикул: CM0008055



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого IL-13Rα1 (CD213a1). Валидировано для проточной цитометрии на образцах человека; поддерживает исследования сигналинга IL-13/IL-4 в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Human CD213a1/IL-13Rα1 mAb                                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; альфа-1 субъединица рецептора интерлейкина-13                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 3597                                                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 3597                                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-343 человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                              |
| Применение                | FC                                                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                                              |
| SWISS                     | P78552                                                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 31kDa/48kDa                                                                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                       |