


Кроличья Моноклональная Антитело Против IL-15Ra Для IF/Исс, Fc, Ифа - Q60819

Артикул: CM0009581



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело к мышиному IL-15RA (CD215) для IF/ИСС, FC, ИФА. Иммуноген — рекомбинантный белок, молекулярная масса 28 кДа, перекрестная реакция с мышиным белком. Подходит для изучения сигналинга IL-15 и функции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к IL-15RA
Примечания/Синонимы	IL15ra
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3601
GeneID	16169
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 33-205 мышинного CD215/IL-15Rα (NP_032384.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ИСС, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60819
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовая упаковка