

Моноклональное Антитело Против IL-17Rb Для Фц, Ифа - Q9Nrm6

Артикул: CM0006397



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому IL-17RB для проточной цитометрии и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнальных путей провоспалительных цитокинов, дифференцировки гемопоэтических клеток и биологии эндокринных тканей. - Q9NRM6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-17RB кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Вид	Человек
ID гена	55540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-289 человеческого IL-17RB (NP_061195.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRM6
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с ice-пакетами