

Кроличья Моноклональная Антитело К Anti-IL-1Ra Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P25085

Артикул: CM0006374

введение

Кроличья моноклональная антитело к мышинному антагонисту рецептора интерлейкина-1 (IL-1RA/IL-1ra) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим антигеном. Подходит для исследований в области воспаления и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-1RA кроличья моноклональная антитело
Примечания/Алиасы	IL-1ra; F630041P17Rik; IL-1RA
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3557
GeneID	16181
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-178 мышинного IL-1RA (NP_001034790.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25085
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовой пакет