

Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-IL-1Racp Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Артикул: CM0030555



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IL-1RacP (IL1R3), валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований сигналинга IL-1/IL-33/IL-36 и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-1RacP кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3556
ID гена	3556
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-356 человеческого IL-1RacP (NP_001161402.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPH3
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом