

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-IL-21 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa — Q9Hbe4

Артикул: CM0008642



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-human IL-21, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Реагирует с белками человека и крысы. Нацелено на цитокин IL-21, участвующий в иммунитете, генерации Tfh-клеток и продукции антител В-клетками. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к IL-21
Примечания/синонимы	Za11; IL-21; CVID11
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	59067
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-162 человеческого IL-21 (NP_068575.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9HBE4
Молекулярная масса белка	18 кДа/19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом