

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL-27Ra/Wsx-1 Для Проточной Цитометрии (Fc) И Ифа (Elisa) - Q6Uwb1

Артикул: CM0005550



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-27RA/WSX-1, валидированное для проточной цитометрии и ИФА с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для исследований иммунного ответа Th1 и сигналинга цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-27RA/WSX-1 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9466
GeneID	9466
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок-сливка, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-283 человеческого IL-27RA/WSX-1, NP_004834.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q6UWB1
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом