

Моноклональное Антитело Против IL-31 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q6Ebc2

Артикул: CM0007125

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-31, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA. Рекомбинантный иммуноген, 18 кДа. Идеально для исследований цитокиновой сигнализации и иммунитета кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-31 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-31
Вид	Человек
ID гена (Человек)	386653
ID гена	386653
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-164 человеческого IL-31 (NP_001014358.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6EBC2
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	Ледяной пакет