


Кроличья Моноклональная Антитело Против IL-33R/St2 Для Wb, If/Icc, Fc, Ифа — P14719

Артикул: CM0004228



введение

Кроличья моноклональная антитело против IL-33R/ST2, валидированная для WB, IF/ICC, FC, ИФА. Распознает альфа-цепь рецептора интерлейкина-33 мыши (UniProt P14719) для исследований в области врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-33R/ST2 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	9173
ID гена	17082
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-332 мышиного IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14719
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Айс-пак