


## Моноклональное Антитело Против IL-36 Gamma Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Артикул: CM0005060



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IL-36 гамма (Q9NZH8). Валидировано для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения воспаления кожи, псориаза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IL-36 Gamma Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; интерлейкин-36 гамма; IL-36 Gamma                                             |
| Вид                       | человек                                                                                                                                   |
| ID гена (Человек)         | 56300                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 56300                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-169 человеческого IL-36 Gamma (NP_062564.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q9NZH8                                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 14kDa/18kDa                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                            |