

Поликлональные Антитела К IL-6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P20607

Артикул: CM0025918

введение

Кроличьи pAb к IL-6, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с IL-6 человека, мыши и крысы, важным цитокином в иммунитете, воспалении и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	IL-6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ILg6; Ifnb2
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	3569
GeneID	24498
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-211 IL-6 крысы (NP_036721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20607
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент