

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL-6 Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - P20607

Артикул: CM0003736

введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против IL-6, валидировано для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований иммунитета, воспаления и метаболизма в образцах человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-6 кроличье МАт
Примечания/Псевдоним	ILg6; Ifnb2; IL6
Вид	Крыса
ID гена (Человек)	3569
ID гена (Крыса)	24498
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-211 крысиного IL6 (NP_036721.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P20607
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом