

## Кроличье Моноклональное Антитело Против IL-6 Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Артикул: CM0008214

### введение

Кроличье моноклональное антитело против крысиного IL-6, валидированное для WB, IP, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным IL-6. Подходит для изучения острой фазы ответа, воспаления и иммунной регуляции. Источник: CamelBio.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IL-6 кроличье mAb                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | ILg6; Ifnb2                                                                                                                     |
| Вид                       | Крыса                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)          | 3569                                                                                                                            |
| GeneID                    | 24498                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-211 крысиного IL-6 (NP_036721.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | P20607                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 24 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                  |