


## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-IL-6 Для Wb, Elisa - P05231

Артикул: CM0017479



### введение

Поликлональное кроличье антитело к IL-6 выявляет IL-6 человека, мыши и крысы в методах WB и ELISA. Распознаёт ключевой цитокин острой фазы, участвующий в иммунном ответе, воспалении и метаболизме. Идеально подходит для изучения инфекций, повреждения тканей и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к IL-6                                                                                           |
| Примечания/альтернативные названия | CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)                   | 3569                                                                                                                              |
| GeneID                             | 3569                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-212 человеческого IL6 (NP_000591.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | P05231                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 24 кДа                                                                                                                            |
| Транспортировка                    | Пакет со льдом                                                                                                                    |