

Кроличья Поликлональная Антитело Против IL10 Для Wb, IHC-P, Elisa - P22301

Артикул: CM0024659



введение

Кроличья поликлональное антитело против IL10 (человек, мышь, крыса), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения противовоспалительных цитокинов в исследованиях иммунорегуляции, воспаления и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Вид	Человек
ID гена (человек)	3586
ID гена	3586
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 19-178 человеческого IL10 (NP_000563.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22301
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом