

Поликлональные Кроличьи Антитела Против IL11Ra Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14626

Артикул: CM0028180



введение

Поликлональные кроличьи антитела к IL11RA, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий IL11RA с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходят для исследования сигналинга IL11, краниофациального развития и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL11RA кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	CRSDA; IL11RA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3590
ID гена	3590
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-290 человеческого IL11RA (NP_001136256.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14626
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовая упаковка