


Кроличья Поликлональная Антитело К IL12 Для Вб, Ифа - P29459 / P29460

Артикул: CM0027314



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого IL12 (p35/IL12A и p40/IL12B), подходит для ВБ и ИФА. Полезна для изучения сигналинга цитокина IL-12, дифференцировки Th1 и механизмов иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL12 кроличья пАт
Примечания/алиасы	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3592/3593
GeneID	3592/3593
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 23-328 IL12B человека/23-219 IL12A человека (NP_002178.2/NP_001384921.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29459/P29460
Молекулярная масса белка	25 кДа/37 кДа
Доставка	С аккумулятором холода