


Поликлональные Антитела Против IL12A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29459

Артикул: CM0024075



введение

Кроличьи pAb к IL12A (P29459) — это поликлональные антитела, полученные против синтетического пептида в пределах аминокислот 50-150 человеческого IL12A. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к IL12A человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL12A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3592
GeneID	3592
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого IL12A (NP_000873.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29459
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом