


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL12B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - P43432

Артикул: CM0004438



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный IL12B (p40), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, внутриклеточной проточной цитометрии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Идеально для исследований сигналинга IL-12/IL-23.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IL12B
Примечания/Альтернативные названия	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3593
ID гена	16160
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-335 мышиного IL12B (NP_001290173.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-П), внутриклеточная проточная цитометрия (FC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P43432
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В термопаке со льдом