

Поликлональное Антитело Кролика Anti-IL12B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P29460

Артикул: CM0014922



введение

Поликлональное антитело кролика к IL12B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознаёт субъединицу бета IL-12 человека и мыши — цитокина, участвующего в активации Т- и NK-клеток и продукции IFN-гамма. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к IL12B
Примечания/синонимы	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3593
Идентификатор гена	3593
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–328 человеческого IL12B (NP_002178.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P29460
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом