


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-IL12B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P43432

Артикул: CM0020798



введение

Кроличья поликлональное антитело к мышинному IL12B для WB и ELISA, перекрестно реагирующее с человеческим. Нацелено на субъединицу p40 цитокинов IL-12 и IL-23, ключевых факторов в активации Т/NK-клеток и продукции IFN-гамма. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL12B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3593
GeneID	16160
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-335 мышинного IL12B. (NP_001290173.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43432
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент