


Поликлональные Кроличьи Антитела К IL12Rb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P42701

Артикул: CM0023627



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IL12RB1, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Полезны для изучения сигнализации IL-12/IL-23 и механизмов иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL12RB1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3594
ID гена	3594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 25 по 305 человеческого IL12RB1 (NP_714912.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42701
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовой пакет