


Поликлональные Антитела К Anti-IL12Rb2 Для Wb, Elisa - Q99665

Артикул: CM0013069



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IL12RB2 для WB и ELISA, обладающие перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения передачи сигналов рецептора IL-12 в биологии Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к IL12RB2
Примечания/Псевдоним	IL12RB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3595
ID гена	3595
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-620 человеческого IL12RB2 (NP_001550.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q99665
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом