


Моноклональное Антитело Против IL13Ra1 Для Wb, IHC-P, Elisa — P78552

Артикул: CM0009386



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IL13RA1 (CD213A1, NR4, CT19). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ и ELISA. Изучайте сигнальные пути IL-13/IL-4 и биологию антигенов рака/яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт к IL13RA1
Примечания/синонимы	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3597
GeneID	3597
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого IL13RA1 (P78552).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P78552
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом