


Поликлональное Антитело Против IL13Ra1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P78552

Артикул: CM0027921



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на альфа-1 субъединицу рецептора интерлейкина-13 (IL13RA1, CD213A1). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA на образцах человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген детектирует белок массой ~49 кДа. Идеально для исследований сигналинга IL13/IL4 и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL13RA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3597
GeneID	3597
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-343 человеческого IL13RA1 (NP_001551.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78552
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом