

Поликлональное Антитело К IL13Ra2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q14627

Артикул: CM0021274



введение

Поликлональное антитело кролика к IL13RA2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА. Определяет белок IL13RA2 человека, мыши, крысы. Актуально для исследований передачи сигнала IL-13 и иммунной модуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к IL13RA2
Примечания/Альтернативные названия	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Вид	Человек
ID гена	3598 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14627
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами