

Кроличья Поликлональная Антитела Против IL13Ra2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - Q14627

Артикул: CM0019592



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IL13RA2, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для изучения сигналинга IL-13, иммунной регуляции и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к IL13RA2
Примечания/Альтернативные названия	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3598
ID гена	3598
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-343 человеческого IL13RA2 (NP_000631.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14627
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом