


Кроличья Поликлональная Антитело Против ИЛ-15 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40933

Артикул: CM0019482



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого интерлейкина-15 (IL-15), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным IL-15. Подходит для изучения опосредованных IL-15 иммунных ответов и воспалительных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IL15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IL15; IL-15; интерлейкин-15
Вид	Человек
ID гена	3600
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-162 человеческого IL15 (NP_000576.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P40933
Молекулярный вес белка	14кДа/18кДа
Доставка	Сумка со льдом