

Поликлональные Кроличьи Антитела Против IL15Ra Для ВБ, Ифа — Q60819

Артикул: CM0020499



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на альфа-субъединицу рецептора интерлейкина-15 мыши (IL-15RA). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходят для исследований сигнализации IL-15, иммунной регуляции и биологии цитокиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL15ra кроличьи пАт
Примечания/синонимы	IL-15RA; IL15ra
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3601
GeneID	16169
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 33-105 мышиного IL15ra (NP_032384.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60819
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом