

Кроличья Моноклональная Антитела Против IL17A Для Вб, Ифа - Q62386

Артикул: CM0007333

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышиный IL-17A, валидирована для Вестерн-блота и ИФА. Распознает белок массой 17 кДа, участвующий в иммунитете Th17 и воспалительных процессах. Идеально подходит для исследования иммунного ответа и защиты организма хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17A кроличья мкА
Примечания/алиасы	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A; IL17A
Вид	Мышь
ID гена	16171
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 26-158 мышинового IL17A. (NP_034682.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62386
Масса белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом