


Кроличьи Поликлональные Антитела К IL17A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16552

Артикул: CM0014052



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IL17A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения опосредованного IL17A иммунитета, воспаления и антимикробной защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	IL17A кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3605
ID гена	3605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-155 человеческого IL17A (NP_002181.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16552
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовой пакет