

Поликлональные Кроличьи Антитела К IL17C Для Вб, Иф/Ицх, Ифа — Q9P0M4

Артикул: CM0014952

введение

Эти поликлональные кроличьи антитела к IL17C, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, распознают IL-17C человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения врожденного эпителиального иммунитета и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17C кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	CX2; IL-17C; IL17C
Вид	Человек
ID гена (человек)	27189
ID гена	27189
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 19-197 IL17C человека (NP_037410.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P0M4
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник