

Кроличье Поликлональное Антитело Против IL17F Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Pd4

Артикул: CM0030133



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IL17F, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белком; нацелено на ключевой цитокин Th17 в врожденном и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17F Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
Вид	Человек
GeneID (Человек)	112744
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-163 человеческого IL17F (NP_443104.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96PD4
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом