

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL17Ra Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96F46

Артикул: CM0012203



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IL17RA (CD217), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для изучения функции рецептора IL-17 во врожденном и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к IL17RA
Примечания/Алиасы	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23765
GeneID	23765
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 767-866 человеческого IL17RA (Q96F46).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96F46
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом