

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-IL17Ra Для Wb, Elisa — Q96F46

Артикул: CM0015278



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого IL17RA (рецептор IL-17 A, CD217), валидированное для WB и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга IL-17, воспаления и защиты организма хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IL17RA
Примечания/псевдонимы	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Вид	Человек
GeneID (человек)	23765
GeneID	23765
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33–320 человеческого IL17RA (NP_055154.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96F46
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом