


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-IL17Rb Для Wb И Elisa — Q9Nrm6

Артикул: CM0017854



введение

Поликлональное кроличье антитело, специфичное к человеческому IL17RB, валидированное для WB и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Мишень представляет собой рецептор IL17B и IL17E, участвующий в росте и дифференцировке гемопоэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IL17RB
Примечания/синонимы	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55540
Идентификатор гена	55540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-292 человеческого IL17RB (NP_061195.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NRM6
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом