

Поликлональные Антитела Против IL17Rd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Nfm7

Артикул: CM0017827

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IL17RD (SEF, IL17RLM), валидированные для WB и ИФА. Обнаруживают IL17RD человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сигнализации FGF, ингибирования пути Ras-MAPK и локализации рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17RD кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Алиасы	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Вид	Человек
ID гена (человек)	54756
ID гена	54756
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 150-300 человеческого IL17RD (NP_060033.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NFM7
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодовой пакет