

Кроличья Поликлональная Антитело К IL17Re Для Вб, Ифа - Q8Nfr9

Артикул: CM0016216

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого IL17RE, валидированная для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает IL17RE человека и мыши (UniProt Q8NFR9) — рецептор для IL17C, участвующий в врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17RE кроличья пАт
Примечания/синонимы	IL17RE
Вид	Человек
GeneID	132014
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24–260 человеческого IL17RE (NP_705613.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NFR9
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Холодовой пакет