

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-IL18 Для Wb, IHC-P, Elisa — P70380

Артикул: CM0021736

введение

Поликлональное кроличье антитело против IL18 мыши, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на провоспалительный цитокин, участвующий в ответах клеток Th1 и NK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против IL18
Примечания/синонимы	Ig1f; IL-18; IL18
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3606
Идентификатор гена	16173
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P70380
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом