

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-IL18 Для Wb, Ip, Elisa - Q14116

Артикул: CM0012928



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IL-18 (индуцирующий фактор гамма-интерферона), валидированные для Вестерн-блота (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения сигналинга провоспалительных цитокинов, ответа клеток Th1/NK, пироптоза и исследований рака яичника. - Q14116

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL18 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Вид	Человек
GeneID (человек)	3606
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 37-193 человеческого IL18 (NP_001553.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14116
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодопак