

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-IL18 Polymab® Для Вестерн Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Артикул: CM0004289

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого IL18 (зрелый IL-18). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения провоспалительного цитокина IL-18 в эпителиальном барьере, ответах Th1/NK клеток и пироптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL18 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	зрелый IL-18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3606
GeneID	3606
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого IL18 (NP_001553.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14116
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом