

Поликлональное Антитело Кролика Против IL18BP Для WB, Иф/Ик, Ифа — O95998

Артикул: CM0028431



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому IL18BP (связывающий интерлейкин-18 белок) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным IL18BP. Подходит для изучения ингибирования IL-18 и раннего цитокинового ответа TH1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL18BP кролик rAb
Примечания/Алиасы	FVN, IL18BPα, IL18BP
Вид	Человек
ID гена (человек)	10068
ID гена	10068
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 31–194 человеческого IL18BP (NP_001138529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95998
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовая упаковка