


Поликлональные Антитела Против Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа - Q13478

Артикул: CM0023710



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IL18R1 (CD218a, IL-18R α), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (IHC-P), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный IL18R1. Идеально подходят для изучения активации Th1-клеток и воспалительной сигнализации, опосредованной IL18.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL18R1/IL-18 R alpha Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8809
GeneID	8809
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13478
Молекулярная масса белка	62кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент