

Кроличья Поликлональная Антитело Против IL1R1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14778

Артикул: CM0026442



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому IL1R1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным антигеном. Подходит для исследований сигнального пути интерлейкина-1 и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1R1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alpha; IL1R1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3554
ID гена	3554
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 380-569 человеческого IL1R1 (NP_000868.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14778
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента