

Кроличья Поликлональная Антитело Против IL1R2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P27930

Артикул: CM0023493



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого IL1R2, валидированная для WB и ELISA. Распознает человеческий и мышиный IL1R2, рецептор-ловушку для IL1 бета, участвующий в воспалении и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1R2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7850
ID гена	7850
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-320 человеческого IL1R2 (NP_775465.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P27930
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	В ледяном пакете