

Поликлональное Антитело К Anti-IL1Ra Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Артикул: CM0022797



введение

Кроличье поликлональное антитело к IL1RA (антагонисту рецептора интерлейкина-1) для применений в вестерн-блоттинге, IF/ICC, IF-P и ELISA. Выявляет IL1RA человека, мыши и крысы. Подходит для исследований воспаления и передачи сигналов цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1RA Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
Вид	Человек
GeneID (человек)	3557
GeneID	3557
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–177 человеческого IL1RA (NP_776214.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18510
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом