

Поликлональное Кроличье Антитело Против IL1RL1 Для Wb, Elisa — Q01638

Артикул: CM0022913



введение

Кроличье поликлональное антитело к IL1RL1, валидированное для WB и ELISA; выявляет IL1RL1 (ST2) человека, мыши и крысы — рецептор IL-33, участвующий во врождённом и адаптивном иммунитете. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IL1RL1
Примечания/синонимы	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9173
GeneID	9173
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-328 человеческого IL1RL1 (NP_057316.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01638
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Хладагент